



1. Verwendungszweck

Behandlungseinheit zur Gewinnung einer humanen Stuhlprobe zur anschließenden *in-vitro*-diagnostischen Untersuchung der Darmflora bei der MVZ GANZIMMUN GmbH.

Anwendungsbereich: für Erwachsene

2. Inhalt

Prüfen Sie zuerst das Testset auf Vollständigkeit und Beschädigung sowie das Probenröhrchen auf Haltbarkeitsdauer. **Lesen Sie diese Anleitung vor der Probennahme sorgfältig durch.**

Mit dem Testset ist Ihnen von der Praxis ein **Probenbegleitschein (Anforderungsbogen)** und ggf. ein Barcode-Etikett ausgehändigt worden.

Sollten Komponenten fehlen bzw. beschädigt sein oder das Haltbarkeitsdatum des Probenröhrchens abgelaufen sein, melden Sie sich gerne bei uns. Wir werden Ihnen umgehend Ersatzmaterial zukommen lassen.

Tel.: +49 6131 7205-0 (Mo. - Fr. von 8 -19 Uhr)
E-Mail: bestellung@ganzimmun.de

Komponenten

1 Stuhlauffanghilfe		 Med Auxil analysis aids e.K. Triftstraße 25 D-38723 Seesen
1 Versandgefäß		
1 Versandtasche		
1 Probenröhrchen		 Sarstedt AG & Co KG Sarstedtstr. 1 D-51588 Nümbrecht

3. Wichtige Hinweise

Bitte treffen Sie folgende Vorbereitungen zur Gewinnung der Stuhlprobe:

- Entfernen Sie evtl. vorhandene WC-Duftspüler und spülen Sie nach.
- Achtung!** Stuhlauffanghilfe und Stuhlprobe dürfen nicht in Kontakt mit Toilettenwasser und Reinigungsmitteln kommen. Die Stuhlprobe sollte zudem nicht mit Urin vermengt werden.
- Wichtiger Hinweis für Frauen:**
Bitte gewinnen Sie keine Stuhlprobe während Ihrer Periode.

Die Probe (Versandtasche) bringen Sie möglichst zeitnah – am besten am Tag der Probennahme – zu Ihrer Praxis oder in einer Poststation am Schalter ab. Bis zum Versand kann diese im Kühlschrank gelagert werden. **Kein Versand vor dem Wochenende oder einem Feiertag!**

4. Testdurchführung

- Die Stuhlauffanghilfe platzieren Sie - gemäß Anleitung auf dem Produkt - in Ihrer Toilette. **Achtung:** Stuhlauffanghilfe und Stuhlprobe dürfen nicht in Kontakt mit Toilettenwasser und Reinigungsmitteln kommen. Die Stuhlprobe sollte zudem nicht mit Urin vermengt werden.
- Für die Probennahme mittels Stuhlprobenröhrchen entnehmen Sie diese aus dem Schutzgefäß.
- Öffnen Sie den braunen Deckel des Stuhlprobenröhrchens, indem Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn drehen.
- Entnehmen Sie mit dem im Deckel integrierten Stuhlöffel von **3 bis 5 verschiedenen Stellen** des aufgefangenen Stuhls Material.
- Beachten Sie, dass dieses vom **Anfang, Mitte und Ende des Stuhlgangs** stammen sollte.
- Füllen Sie das Stuhlprobenröhrchen **bis zur markierten Füllhöhe (½ Röhrchen), bitte keineswegs komplett füllen!**
- Verschließen Sie danach das Stuhlprobenröhrchen gut.
- Beschriften Sie das Etikett auf dem Stuhlprobenröhrchen mit Namen und Probendatum oder kleben Sie ein Barcode-Etikett, das Ihnen in der Praxis ausgehändigt wurde, auf das Röhrchen.
- Stecken Sie das Stuhlprobenröhrchen in das Schutzgefäß mit der Saugelinie zurück und bewahren es bis zum Versand kühl auf, am besten im Kühlschrank. **Nicht einfrieren!**



Versandtasche

- Zum Versand legen Sie das Schutzgefäß mit der Probe und dem unterschriebenen sowie mit Abnahmedatum und -zeit ausgefüllten Probenbegleitschein (Patientenname, -adresse, Geburtsdatum, Abnahmedatum) in die Versandtasche. Verschließen Sie diese sorgfältig, indem Sie die Schutzfolie auf der Innenseite des Klebestreifens entfernen und die Verschlussstellen fest aufeinander drücken. **Achtung:** Der Umschlag lässt sich anschließend nicht mehr öffnen.
- Der Versand sollte von **Montag bis Donnerstag** und **nicht vor Feiertagen** erfolgen.
















5. Entsorgung

- Die Stuhlauffanghilfe (mit dem restlichen Stuhl) entsorgen Sie über die Toilette.
- Alle weiteren Materialien und Verpackungen können im Hausmüll entsorgt werden.
- Waschen Sie sich nach der Probennahme gründlich die Hände.

Behandlungseinheit nach Artikel 22 der Verordnung (EU) 2017/745

Die MVZ GANZIMMUN GmbH erklärt in alleiniger Verantwortung, dass die Produkte entsprechend den Hinweisen der Hersteller geprüft, verpackt, die Benutzerhinweise der Hersteller einbezogen und die Zusammenstellung entsprechend den Vorgaben der internen Überwachung überprüft und validiert wurden.

Symbole und Kennzeichen:

-  „Conformité Européenne“: Konformität dieses Produktes entspricht allen geltenden EU-Vorschriften.
-  Hersteller
-  Verwendbar bis
-  Artikelnummer
-  Chargennummer
-  Gebrauchsanweisung beachten
-  *In-vitro*-Diagnostikum
-  Nicht wiederverwenden
-  Vor Sonnenlicht geschützt aufbewahren
-  Trocken lagern
-  Produkt innen steril, Sterilisierung durch Bestrahlung
-  Nicht erneut sterilisieren
-  Einfach-Sterilbarriere-System mit äußerer Schutzverpackung
-  Im Hausmüll entsorgen