

(Madenwürmer)

1. Ist Ihr Testpaket vollständig?

Bitte überprüfen Sie zunächst, ob Ihr Testpaket vollständig ist. Es sollte enthalten:

- 1 Objektträger in Versandgefäß
- 1 durchsichtiger Klebestreifen
- 1 Paar Einmalhandschuhe
- 1 Versandtasche

Fehlendes Zubehör können Sie nachfordern:
Tel. +49 6131 7205-0 (Mo. - Fr. von 8 -19 Uhr)

2. Testvorbereitung

Es wird empfohlen, an drei aufeinander folgenden Tagen jeweils eine Probe zu nehmen.


- Die Probenahme sollte morgens vor dem ersten Toilettengang und vor dem Waschen durchgeführt werden.
- Tragen Sie immer Einmalhandschuhe bei der Probenahme.

- Benutzen Sie immer den beigegeführten durchsichtigen Klebestreifen.
- Achten Sie darauf, dass der Klebestreifen nicht mit Stuhl verunreinigt wird.
- Wiederholen Sie die Probenahme mehrfach mit ein und demselben Klebestreifen.


3. Testdurchführung

Bei der Durchführung des Analabklatsches sollten Sie Folgendes beachten. Sie helfen uns damit, im Labor möglichst exakte und unverfälschte Ergebnisse zu liefern.

1. Beschriften Sie das Versandgefäß mit Namen, Vornamen und Geburtsdatum mit Filzstift.
2. Legen Sie den beigegeführten Klebestreifen in greifbare Nähe und streifen Sie die Einmalhandschuhe über.




3. Spreizen Sie das Gesäß und tupfen Sie den Analbereich **mehrfach** mit der klebenden Seite des Klebestreifens ab.



4. Kleben Sie den Klebestreifen auf den beigegefügteten **Objektträger**.

Hinweis: Nur eine Seite des Objektträgers bekleben. Der Objektträger darf ansonsten **keine weitere Beklebung** aufweisen.



5. Ziehen Sie nach der Probenahme einen Handschuh aus. Fassen Sie **mit der handschuhfreien Hand** das geöffnete Versandgefäß und schieben Sie **mit der behandschuhten Hand** den Objektträger mit dem Klebestreifen in das Versandgefäß.

4. Probenversand

Zum Versand legen Sie das Versandgefäß mit der Probe und dem unterschriebenen sowie mit Abnahmedatum und -zeit ausgefüllten Probenbegleitschein in die Versandtasche. Verschließen Sie diese sorgfältig, indem Sie die Schutzfolie auf der Innenseite des Klebestreifens entfernen und die Verschlussstellen fest aufeinander drücken.

Achtung:

Der Umschlag lässt sich anschließend **nicht mehr öffnen**.

Der Versand in **Deutschland** sollte von **Montag bis Donnerstag**, nicht zum Wochenende oder vor Feiertagen erfolgen.

Aus **Österreich** und der **Schweiz** sollte der Versand von **Montag bis Mittwoch**, nicht vor Feiertagen erfolgen.

Kunden aus der Schweiz sollten beachten, dass die Versandtasche in einer Poststation am Schalter noch am gleichen Tag der Probennahme abzugeben ist.