

## Hinweise zum Versand Ihrer Proben

### 1. Verpackung und Lagerung der Proben

- **Wichtig - Bestimmungen der gesetzlichen ADR-Richtlinien:**  
Nach der Probennahme stecken Sie die Probengefäße (Primärgefäße) in die Versandgefäße (Sekundärgefäße).
- Achtung: Bis zur Abholung sollten **Urin-, Speichel- und Stuhl-Proben** gekühlt gelagert werden.



### 2. Proben versandfertig verpacken

Zur Abholung legen Sie die Versandgefäße mit dem ausgefüllten Anforderungsbogen in die blaue Versandtasche. Drehen Sie diese auf die Rückseite und entfernen Sie die innenliegende **weiße Schutzlasche** des **blauen Klebestreifens**. Zum Verschließen der Versandtasche klappen Sie die selbstklebende Fläche um und drücken diese fest auf.



### 3. Kontakt für Rückfragen

Haben Sie Rückfragen oder spezifische Wünsche?

Gerne stehen wir Ihnen unter der

Telefonnummer **06131-7205-360** Mo. – Fr. 8.00 – 18.00 Uhr

zur Verfügung.

Benötigen Sie **GO-Versandtüten** oder Frachtbriefe?

Bitte fordern Sie diese **2 Tage vor** Versand Ihrer Proben an.

Vielen Dank für Ihre Mithilfe!

Ihr **GANZIMMUN**-Team